

临床车针 **截锥裂沟形 C23** **TAPER FLAT END FISSURE** 去除龋齿腐坏物 

柄型	ISO No.	US No.		168	169	169L	170	170L	171	171L	172	槽长	备注
		Denburs No.											
FG (19mm)	500 314 168 006	C23.314	008	009	009	010	010	012	012	016	4.0/5.4		
FG xlg (25mm)	500 316 168 006	C23L.316				010		012			6.0		
HP (44.5mm)	500 104 168 006	C23L.104		009		010		012		016	6.0		

临床车针 **圆锥半球裂沟形 C23R** **TAPER ROUND END FISSURE** 去除龋齿腐坏物 

柄型	ISO No.	US No.		1169	1169L	1170	1170L	1171	1171L	1172	槽长	备注
		Denburs No.										
FG (19mm)	500 314 194 006	C23R.314	009	009	010	010	012	012	016	4.0/5.4		
RA (22mm)	500 204 194 006	C23R.204					012		016	4.0/5.4		

临床车针 **交叉锉纹圆柱形 C31** **STRAIGHT FLAT END CROSSCUT FISSURE** 去除龋齿腐坏物 

柄型	ISO No.	US No.		555	556	557	558	559	560	561	562	563	槽长	备注
		Denburs No.												
FG (19mm)	500 314 107 007	C31.314		009	010	012	014	016					3.7/5.4	
FG xlg (25mm)	500 316 107 007	C31.316			010	012	014	016					5.4	
RA (22mm)	500 204 107 007	C31.204		009	010	012	014	016	018	031	023		3.7	
RA lg (26mm)	500 205 107 007	C31.206		009	010	012	014	016	018	031	023		5.4	
HP (44.5mm)	500 104 107 007	C31.104	008	009	010	012	014	016	018	021	023		6.0	

临床车针 **交叉锉纹圆柱形-加长 C31L** **STRAIGHT FLAT END CROSSCUT FISSURE** 去除龋齿腐坏物 

柄型	ISO No.	US No.		556L	557L	558L	559L	560L	槽长	备注
		Denburs No.								
FG (19mm)	500 314 110 007	C31L.314	009	010	012	014	016	016	5.5	
FG xlg (25mm)	500 316 111 007	C31L.316		010	012	014	016	016	8.0	
RA lg (26mm)	500 205 110 007	C31L.206		010					6.0	

临床车针 **交叉锉纹圆柱形-球头 C31R** **STRAIGHT ROUND END CROSSCUT FISSURE** 去除龋齿腐坏物 

柄型	ISO No.	US No.		1155	1556	1557	1557L	1558	1558L	1159	1560	槽长	备注
		Denburs No.											
FG (19mm)	500 314 137 007	C31R.314	008	009	010		012		014	016	3.7		
HP (44.5mm)	500 104 137 007	C31RL.104						012				6.0	
FG (19mm)	500 314 137 007	C31RL.314				010		012				5.5	
FG xlg (25mm)	500 316 137 007	C31RL.316				010		012				10.0	

临床车针 **交叉锉纹锥形 C33** **TAPER FLAT END CROSSCUT FISSURE** 去除龋齿腐坏物 

柄型	ISO No.	US No.		699	699L	700	701	701L	702	702L	703	703L	槽长	备注
		Denburs No.												
FG (19mm)	500 314 168 007	C33.314	009	009	010	012	012	016	016	021	021	4.0		
RA (22mm)	500 204 168 007	C33.204				012		016					5.4	
HP (44.5mm)	500 104 168 007	C33.104	009		010	012		016	016	021	021	5.4		

临床车针 **交叉锉纹锥形-球头 C33R** **TAPER ROUND END CROSSCUT FISSURE** 去除龋齿腐坏物 

柄型	ISO No.	US No.		1700	1701	1702	槽长	备注
		Denburs No.						
FG(19mm)	500 314 194 007	C33R.314		010	012	016	4.0/5.4	
FG xlg(25mm)	500 316 194 007	C33RL.316			012	016	8.0	

修复车针 **球形 C1S** **ROUND** 球形面预备, 操作更稳定, 光洁度更高 

柄型	ISO No.	US No.		1/4S	1/2S	1S	2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S	槽长	刃数
		Denburs No.													
FG(19mm)	500 314 001 006	C1S.314	005	006	008	010	012	014	016					\	12
RA(22mm)	500 204 001 006	C1S.204	005	006	008	010	012	014	016	018	021	023		\	12
RA lg(26mm)	500 205 001 006	C1S.205	005	006	008	010	012	014	016	018	021	023		\	12
FG xlg (25mm)	500 316 001 006	C1S.316	005	006	008	010	012	014	016					\	16

修复车针 **圆柱裂沟形 C21S** **STRAIGHT FLAT END FISSURE** 柱形面预备, 效率更高, 光洁度更好 

柄型	ISO No.	US No.		57S	58S	59S	60S	61S	槽长	刃数
		Denburs No.								
FG xlg (25mm)	500 316 107 072	C21LN.316		010	012	014	016	018	8.0	12
FG xlg (25mm)	500 316 107 042	C21LM.316		010	012	014	016	018	8.0	20

修复车针 **圆柱半球裂沟形 C21RS** **STRAIGHT ROUND END FISSURE** 牙体预备, 操作更稳定, 光洁度更高 

柄型	ISO No.	US No.		1158S	1159S	1160S	1161S	槽长	刃数
		Denburs No.							
FG xlg (25mm)	500 316 137 006	C21RL.316		012	014	016	018	8.0	12
FG xxlg (28mm)	500 317 137 006	C21RL.317		012	014	016	018	8.0	12
FG xlg (25mm)	500 316 137 072	C21RLLN.316		012	014	016	018	10.0	12
FG xlg (25mm)	500 316 137 042	C21RLLM.316		012	014	016	018	10.0	20

破冠车针 **交叉锉纹圆柱形-球头 C31LLR** **STRAIGHT ROUND END CROSSCUT FISSURE** 破除瓷冠, 高效便捷 

柄型	ISO No.	US No.		1931	1932	槽长	备注
		Denburs No.					
FG xlg (25mm)	500 316 141 008	C31LLRE.316		010	012	8.0	
FG xlg (25mm)	500 316 141 019	C31LLRX.316		010	012	8.0	

破冠车针 **交叉锉纹锥形-球头 C33LLR** **TAPER ROUND END CROSSCUT FISSURE** 破除瓷冠, 高效便捷 

柄型	ISO No.	US No.		1700	1701	1702	槽长	备注
		Denburs No.						
FG xlg (25mm)	500 316 192 008	C33LLRE.316		012	014	016	10.0	
FG lg (21mm)	500 315 192 008	C33LRE.315		012	014	016	8.0	
FG xlg (25mm)	500 316 192 018	C33LRX.316		012	014	016	8.0	

破冠车针 **交叉锉纹圆柱形-球头 C31RE** **STRAIGHT ROUND END CROSSCUT FISSURE** 牙齿开髓, 破冠 

柄型	ISO No.	US No.		1931	1932	槽长	备注
		Denburs No.					
FG(19mm)	500 314 137 008	C31RE.314		010	012	4.0	

修复车针

圆锥半球裂沟形 C23RS TAPER ROUND END FISSURE

球头锥形面预备, 操作稳定, 光洁度高



柄型	ISO No.	US No.		1169S	1170S	1171S	1172S	槽长	刃数
		Denburs No.							
FG xlg (25mm)	500 316 194 072	C23RLLN.316		009	010	012	016	10.0	12
FG xlg (25mm)	500 316 194 042	C23RLLM.316		009	010	012	016	10.0	20
FG lg (21mm)	500 315 194 072	23RLLN.315		009	010	012	016	10.0	12

外科拔牙

球形 C1X ROUND

去腐去骨



柄型	ISO No.	US No.		1X	2X	3X	4X	5X	6X	7X	8X	槽长	备注
		Denburs No.											
FG (19mm)	500 314 001 019	C1X.314			010	012	014	016				\	
RA (22mm)	500 204 001 019	C1X.204		008	010	012	014	016	018	021	023	\	
RA lg (26mm)	500 205 001 019	C1X.205		008	010	012	014	016	018	021	023	\	

外科拔牙

交叉锉纹锥形 C33L TAPER FLAT END CROSSCUT FISSURE

拔牙车针-分牙冠



柄型	ISO No.	US No.		700	701L	702L	槽长	备注
		Denburs No.						
FG xlg (25mm)	500 316 171 007	C33L.316		010	012	016	6.0	
FG xxlg (28mm)	500 317 171 007	C33L.317		010	012	016	6.0	
FG xxxlg (32mm)	500 318 171 007	C33L.318		010	012	016	6.0	

交叉锉纹锥形 C33F TAPER FLAT END CROSSCUT FISSURE

拔牙车针-分牙骨



柄型	ISO No.	US No.		1931	1932	槽长	备注
		Denburs No.					
FG xlg (25mm)	500 316 172 298	C33LF.316		012	016	8.0	
FG xxlg (28mm)	500 317 170 298	C33F.317		012	016	4.0	
FG xxxlg (32mm)	500 318 171 298	33LF.318		012	016	6.0	

微创车针

截锥裂沟形 C23LL TAPER FLAT END FISSURE

微创备牙



柄型	ISO No.	US No.		171	172	槽长	刃数
		Denburs No.					
FG xlg (25mm)	500 316 184 072	C23LN.316		012	016	8.0	12
FG xlg (25mm)	500 316 184 042	C23LM.316		012	016	8.0	20

微创车针

截锥裂沟形 C23LL TAPER FLAT END FISSURE

树脂抛光



柄型	ISO No.	US No.		171	172	槽长	刃数
		Denburs No.					
FG xlg (25mm)	500 316 184 071	C23LLZ.316		012	016	10.0	12
FG xlg (25mm)	500 316 184 074	C23LLK.316		012	016	10.0	12+1

产品订货号代码说明

代码	R	S	L	LL	X	E	K	N	M	F	Z
齿形特征	球头轮廓	多槽修复结构	长槽 (L5.5-8.0)	加长槽 (L8.1-11)	左右对称交叉齿	大左旋细齿	左旋宽齿	细齿结构 (n10-16)	超细齿结构 (n20)	双右旋钻尖型	直槽结构

临床车针

球形 C1 ROUND

球形窝洞预备, 去除龋齿腐坏物



柄型	ISO No.	US No.		1/4	1/2	1	2	3	4	5	6	7	8	槽长	备注
		Denburs No.													
FG (19mm)	500 314 001 001	C1.314		005	006	008	010	012	014	016				\	
FG xlg (25mm)	500 316 001 001	C1.316		005	006	008	010	012	014	016				\	
RA (22mm)	500 204 001 001	C1.204		005	006	008	010	012	014	016	018	021	023	\	
RA lg (26mm)	500 205 001 001	C1.205				008	010	012	014	016	018	021	023	\	
HP (44.5mm)	500 104 001 001	C1.104		005	006	008	010	012	014	016	018	021	023	\	

临床车针

倒截锥形 C2 INVERTED CONE

倒截锥形窝洞预备, 去除龋齿腐坏物



柄型	ISO No.	US No.		33 1/2	34	35	36	37	38	39	槽长	备注	
		Denburs No.											
FG (19mm)	500 314 010 001	C2.314		006	008	010	012	014	016		\		
RA (22mm)	500 204 010 001	C2.204		006	008	010	012	014	016	018	\		
HP (44.5mm)	500 104 010 001	C2.104			008	010	012	014	016	018	021	023	\

临床车针

圆柱裂沟形 C21 STRAIGHT FLAT END FISSURE

去除龋齿腐坏物



柄型	ISO No.	US No.		56	57	57L	58	59	60	61	62	63	槽长	备注
		Denburs No.												
FG (19mm)	500 314 107 006	C21.314		008	010	010	012						4.0	
FG xlg (25mm)	500 316 107 006	C21.316			010		012	014	016				8.0	
RA (22mm)	500 204 107 006	C21.204			010		012	014	016	018			5.4	
HP (44.5mm)	500 104 107 006	C21.104		008	010		012	014	016	018	021	023	5.4	

临床车针

梨形 C7 PEAR

梨形窝洞预备, 去除龋齿腐坏物



柄型	ISO No.	US No.		329	330	331	331L	332	332L	槽长	备注
		Denburs No.									
FG (19mm)	500 314 237 001	C7.314		006	008	010		012		2.0	
FG (19mm)	500 314 238 001	C7L.314					010		012	4.0	
FG xlg (25mm)	500 316 237 001	C7.316			008	010				8.0	
RA (22mm)	500 204 237 001	C7.204				010				2.0	
RA lg (26mm)	500 205 237 001	C7.205							012	4.0	

临床车针

圆柱半球裂沟形 C21R STRAIGHT ROUND END FISSURE

去除龋齿腐坏物



柄型	ISO No.	US No.		1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	槽长	备注
		Denburs No.										
FG (19mm)	500 314 137 006	C21R.314		008	009	010	012	014	016		4.0	
RA (22mm)	500 204 137 006	C21R.204		008		010	012		016	018	5.4	
RA lg (26mm)	500 205 137 006	C21R.205					012		016	018	6.0	



深圳市金洲精工科技股份有限公司
SHENZHEN JINZHOU PRECISION TECHNOLOGY COPR.

地址: 中国深圳市龙岗中心城龙城北路高新技术园

Add: Longgang High-tech Park, North Longcheng Road, Longgang, Shenzhen, P.R.C

电话(Tel): 86-755-84878787 84877666 网址: www.jinzhou.com.cn

传真(Fax): 86-755-84878800 84877206 邮箱: denburs@jinzhou.com.cn